

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bet1 Pour Wb Et Elisa - O15155

Numéro d'article: CM0015472



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BET1 humain (HBET1), validé en WB et ELISA. Le BET1 est une protéine SNARE nécessaire au transport vésiculaire du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi, localisée au niveau des membranes du RE et du Golgi cis. Idéal pour l'étude du trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BET1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HBET1; BET1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10282
GenelD	10282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-94 du BET1 humain (NP_005859.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15155
Poids moléculaire protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace