

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bet1L Pour Wb, Elisa - Q9Nym9

Numéro d'article: CM0018642

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BET1L humain (GS15), une protéine SNARE de l'appareil de Golgi. Convient pour les applications WB et ELISA. BET1L est impliqué dans le transport rétrograde des vésicules et l'intégrité du complexe de Golgi. Idéal pour la recherche sur le trafic golgien et la biologie des SNARE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BET1L Lapin pAb
Remarques/Alias	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51272
ID de gène	51272
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 de BET1L humain (NP_057610.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYM9
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace