


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bêta-2-Microglobuline (B2M) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P61769

Numéro d'article: CM0007359



Introduction

mAb de lapin anti-bêta-2-microglobuline validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Reconnaît la B2M humaine (13 kDa). Idéal pour les études sur la présentation des antigènes du CMH de classe I et l'amylose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] mAb de lapin anti-bêta-2-microglobuline
Remarques/alias	B2M ; IMD43 ; bêta-2-microglobuline
Espèce	Humaine
ID du gène	567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la β 2-microglobuline humaine (NP_004039.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P61769
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Poche de glace