

Mab De Lapin Anti-Bêta 2 Microglobuline Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61769

Numéro d'article: CM0003212



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la bêta 2 microglobuline humaine (B2M), adapté pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Un outil clé pour les études de présentation d'antigène par le CMH de classe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-bêta 2 microglobuline
Remarques/Alias	IMD43; bêta 2 microglobuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	567
GeneID	567
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61769
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace