


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bêta 2 Microglobuline Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

Numéro d'article: CM0015321



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la bêta 2 microglobuline humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le CMH I et le système immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	bêta 2 microglobuline Rabbit pAb
Remarques / Alias	IMD43 ; bêta 2 microglobuline
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	567
Identifiant du gène	567
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la bêta 2 microglobuline humaine (NP_004039.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61769
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace