

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Beta-Defensin 26 (Defb26) Pour If/Icc, Elisa - Q32Zg6

Numéro d'article: CM0013142

Introduction

Anticorps polyclonal Defb26 de lapin validé pour IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Produit chez le lapin contre la protéine recombinante Defb26 de rat. Pour la recherche sur les défensines antimicrobiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Defb26 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
Espèce	Rat
ID de gène (Humain)	81623
ID de gène	641629
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-128 du Defb26 de rat (NP_001032595.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q32ZG6
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace