

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Beta-Galactosidase (Glb1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16278

Numéro d'article: CM0007386



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la bêta-galactosidase humaine (GLB1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient pour la détection de GLB1 dans la recherche sur les lysosomes et l'élastogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bêta-galactosidase (GLB1) mAc de lapin
Remarques/Alias	GLB1; EBP; ELNR1; MPS4B; bêta-galactosidase
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2720
Immunogène	Protéine recombinante de la bêta-galactosidase humaine (GLB1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P16278
Poids de la protéine	60kDa/72kDa/76kDa
Expédition	Sac de glace