

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bêta-Galactosidase (Glb1) Pour Wb, Elisa - P16278

Numéro d'article: CM0016241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GLB1 humain (bêta-galactosidase/récepteur de l'élastine 1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale et l'élastogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GLB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
Espèce	Humain
ID de gène	2720 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du GLB1 humain (NP_000395.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16278
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace