


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bêta-Glucuronidase (Gusb) Pour Wb Et Elisa - P08236

Numéro d'article: CM0002563



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible la bêta-glucuronidase humaine (GUSB), une enzyme lysosomale qui dégrade les sulfates de dermatane et de kératane. Il est idéal pour les applications WB et ELISA sur des échantillons humains. L'immunogène correspond aux acides aminés 1-100.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-bêta-glucuronidase (GUSB)
Remarques / Alias	BG; MPS7; bêta-glucuronidase (GUSB)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2990
GeneID	2990
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la bêta-glucuronidase (GUSB) humaine (NP_000172.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08236
Poids moléculaire de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace