

Anticorps Polyclonal Anti-Bfar Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzs9

Numéro d'article: CM0025562

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BFAR humain (RNF47), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le stress du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BFAR Lapin pAb
Remarques/Alias	BAR; RNF47; BFAR
Espèce	Humain
GeneID	51283
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du BFAR humain (NP_057645.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZS9
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace