

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bgn Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21810

Numéro d'article: CM0028482

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la biglycane (BGN) humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le tissu conjonctif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BGN Rabbit pAb
Remarques / Alias	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-368 de la BGN humaine (NP_001702.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21810
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace