

Anticorps Polyclonal Anti-Bhlhe40 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14503

Numéro d'article: CM0027088

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BHLHE40 validé pour WB, IHC-P et ELISA sur humain, souris et rat. Cible le répresseur transcriptionnel circadien DEC1/SHARP2. Idéal pour la recherche sur les rythmes biologiques et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin BHLHE40
Remarques/Alias	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2; BHLHE40
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8553
ID de Gène	8553
Immunogène	Protéine recombinante ou protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 121-300 de BHLHE40 humain (NP_003661.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14503
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace