

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bhlhe41 Pour Wb Et Elisa - Q9C0J9

Numéro d'article: CM0017841

Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine BHLHE41 humaine (DEC2/SHARP1), validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la BHLHE41 humaine et de rat, avec un immunogène couvrant les acides aminés 120 à 280. Adapté aux études sur les rythmes circadiens et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	BHLHE41 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79365
GeneID	79365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-280 de la BHLHE41 humaine (NP_110389.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9C0J9
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace