


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bhmt Pour Wb, If-P, Elisa - Q93088

Numéro d'article: CM0013713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BHMT humaine (bétaine-homocystéine S-méthyltransférase 1). Validé pour les applications WB, IF-P et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études du métabolisme de l'homocystéine. Poids de la protéine : 45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BHMT Rabbit pAb
Remarques/Alias	BHMT1 ; HEL-S-61p ; BHMT
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	635
GeneID	635
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 177-406 de la BHMT humaine (NP_001704.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q93088
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace