


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bicd2 Pour Wb, Elisa - Q8Td16

Numéro d'article: CM0018401



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre BICD2 (SMALED2) pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. BICD2 est une protéine adaptatrice pour le complexe moteur de dynéine, impliquée dans le transport Golgi-RE et le positionnement nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	BICD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMALED2; SMALED2A; SMALED2B; bA526D8.1; BICD2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23299
GeneID	23299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440-620 de BICD2 humaine (NP_001003800.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TD16
Poids Protéique	94kDa
Expédition	Sac de glace