

Anti-Bid Rabbit Mab (Validé Kd) Pour Wb, Elisa - P55957

Numéro d'article: CM0007631



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KD dirigé contre l'humain Bid (UniProt P55957, 22 kDa). Adapté pour le Western Blot et l'ELISA ; idéal pour les études sur l'apoptose et la voie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Bid Rabbit mAb
Remarques / Alias	FP497 ; [Validé KD] Bid
Espèce	Humain
Identifiant de gène	637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-195 de Bid humain (NP_001187.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P55957
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isotherme