


Anticorps Polyclonal Anti-Bif-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y371

Numéro d'article: CM0016020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Bif-1 humain (Endophiline-B1, CGI-61), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Le Bif-1 régule la dynamique mitochondriale, l'apoptose, l'autophagie. Pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètres	Spécification
Nom du produit	Bif-1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Bif-1 ; CGI-61 ; PPP1R70 ; dj612B15.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51100
GeneID	51100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-365 du Bif-1 humain (NP_057093.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Y371
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace