


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bif-1 Pour If/Icc, Elisa - Q9Y371

Numéro d'article: CM0028409



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Bif-1 de haute qualité validé pour IF/ICC et ELISA. Cible l'endophiline-B1 humaine (SH3GLB1), un régulateur clé de la dynamique mitochondriale, de l'autophagie et de l'apoptose. Idéal pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Bif-1 Lapin pAc (pAb)
Remarques/Alias	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2
Espèce	Humain
ID de Gène (humain)	51100
ID de Gène	51100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-365 de Bif-1 humain (NP_057093.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y371
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace