


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bim Pour Wb Et Elisa - 043521

Numéro d'article: CM0002482



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Bim validé pour WB et ELISA. Reconnaît Bim humain, souris et rat. Immunogène : peptide synthétique de la région N-terminale. Idéal pour la recherche sur l'apoptose. SWISS 043521.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Bim
Remarques/Alias	BAM ; BIM ; BOD ; Bim
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10018
ID du gène	10018
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Bim humain (043521)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	043521
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace