


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bim Pour Ihc-P Et Elisa - O43521

Numéro d'article: CM0015044



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Bim (BCL2L11), un régulateur clé de l'apoptose, validé pour IHC-P et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bim Rabbit pAb
Remarques / Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10018
GeneID	10018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 130 de Bim humain (NP_619527.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43521
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet de glace