


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bim Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43521

Numéro d'article: CM0019470



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine Bim (BCL2L11) pour la recherche sur l'apoptose. Validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des mécanismes de mort cellulaire programmée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-Bim
Remarques/Alias	BAM; BIM; BOD; Bim
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10018
GeneID	10018
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-198 de la protéine humaine Bim (NP_619527.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43521
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace