


Anticorps Monoclonal Anti-Bin1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00499

Numéro d'article: CM0003542



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-BIN1 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Idéal pour l'étude de la courbure membranaire, la formation des tubules T, l'endocytose et l'activité MYC. Adapté pour la recherche diagnostique clinique et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BIN1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	274
Identifiant du gène	274
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-593 de la protéine BIN1 humaine (NP_647601.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00499
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace