


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bin1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Numéro d'article: CM0006659



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-BIN1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. BIN1 (Amphiphysine II) régule la courbure membranaire, l'endocytose et la formation des tubules T. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les muscles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BIN1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	274
GeneID	274
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 511-593 de BIN1 humain (NP_647593.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00499
Poids protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace