


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bin1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

Numéro d'article: CM0020810



Introduction

Anticorps BIN1 polyclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le BIN1 humain et de rat (~65 kDa). Idéal pour la recherche sur le remodelage membranaire, l'endocytose et les maladies neuromusculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BIN1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	274
GeneID	274
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-409 du BIN1 humain (NP_647601.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O00499
Poids Moléculaire Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace