

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bin2 Pour Wb Et Elisa - Q39011

Numéro d'article: CM0019531

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité ciblant BIN2 (protéine kinase apparentée à shaggy eta) d'Arabidopsis thaliana. Adapté pour le Western blot et l'ELISA. Régulateur négatif de la signalisation des brassinostéroïdes. UniProt Q39011.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BIN2
Remarques/Alias	ATSK21 ; BRASSINOSTEROID-INSENSITIVE 2 ; DWARF 12 ; DWF12 ; F28A21.120 ; F28A21_120 ; SHAGGY-LIKE KINASE 21 ; SK21 ; UCU1 ; ULTRACURVATA 1 ; BIN2
Espèce	Arabidopsis thaliana
Identifiant du gène	827605
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 281 et 380 de BIN2 d'Arabidopsis thaliana (NP_193606.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q39011
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace