

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bin3 Pour Wb Et Elisa - Q9Nqy0

Numéro d'article: CM0018445

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BIN3 pour les applications de Western blot (WB) et d'ELISA. Réagit avec BIN3 humain, de souris et de rat (~30 kDa). Idéal pour les recherches sur la division cellulaire et le cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb BIN3 de lapin
Remarques/Alias	BIN3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55909
ID du gène	55909
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 253 de BIN3 humain (NP_061158.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NQY0
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Poche de glace