

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Biotine Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000021

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-biotine de haute spécificité pour Western blot (WB) et ELISA. Validé avec un immunogène peptidique synthétique. Réactivité croisée prédite sur une large gamme. Idéal pour la détection de la biotine dans les processus de recherche et de diagnostic in vitro (IVD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Biotine Rabbit mAb
Espèce	Humaine
GenelD	CAS: 58-85-5
Immunogène	Peptide synthétique Biotine
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Autre (large gamme prédite)
Expédition	Sac isotherme