

Anticorps Polyclonal Anti-Biotinidase (Btd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43251

Numéro d'article: CM0029710

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin BTD cible la biotinidase humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la biotine et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin BTD (BTD Rabbit pAb)
Remarques/Alias	BTD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	686
GeneID	686
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 284-543 de la BTD humaine (NP_000051.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43251
Poids Moléculaire Protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace