


Anticorps Monoclonaux Anti-Bip/Grp78 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11021

Numéro d'article: CM0012156



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant le BiP/GRP78 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress du réticulum endoplasmique, le repliement des protéines et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BiP/GRP78 Souris mAb
Remarques/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3309
GeneID	3309
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du BiP/GRP78 humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11021
Poids Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace