


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bip/Grp78 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11021

Numéro d'article: CM0005586



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine BiP/GRP78, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine BiP endogène chez l'humain, la souris, le rat et le porc. Essentiel pour les études sur le stress du RE, les chaperonnes et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-BiP/GRP78
Remarques/Alias	BIP ; GRP78 ; HEL-S-89n ; BiP/GRP78
Espèce	Humain
ID de gène	3309
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 531-630 de la protéine BiP/GRP78 humaine (NP_005338.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Porc
SWISS	P11021
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace