


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bip/Grp78 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11021

Numéro d'article: CM0016258



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant BiP/GRP78 (HSPA5) humain. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur le stress du RE et les chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BiP/GRP78 pAb de lapin
Remarques/Alias	BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3309
Identifiant de gène	3309
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550 et 650 de BiP/GRP78 humain (NP_005338.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11021
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sachet de glace