


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bip/Grp78 (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P11021

Numéro d'article: CM0013569



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BiP/GRP78 validé pour le Western blot (WB), l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît la protéine BiP humaine, murine et de rat, une chaperonne du réticulum endoplasmique impliquée dans le repliement des protéines et la réponse UPR. Idéal pour la recherche sur le stress du RE et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb de Lapin BiP/GRP78
Remarques/Alias	BIP ; GRP78 ; HEL-S-89n ; BiP/GRP78
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3309
GeneID	3309
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550-654 de la protéine BiP/GRP78 humaine (NP_005338.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11021
Poids moléculaire protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace