


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) - Q96Ca5

Numéro d'article: CM0012990



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BIRC7 humain (Livin, KIAP). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | BIRC7 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias                  | KIAP ; LIVIN ; MLIAP ; RNF50 ; ML-IAP ; BIRC7                                                                                |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                      |
| ID du gène (humain)              | 79444                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 265 de BIRC7 humain (NP_647478.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application                      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain, souris, rat                                                                                                          |
| SWISS                            | Q96CA5                                                                                                                       |
| Poids moléculaire de la protéine | 33 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                 |