

Anticorps Polyclonal Anti-Birc7 Pour Wb, Elisa - Q96Ca5

Numéro d'article: CM0026285



Introduction

pAb de lapin anti-BIRC7 validé pour la détection de BIRC7 (Livin/ML-IAP) humain et de souris par WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BIRC7
Remarques / Alias	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	79444
Identifiant de gène	79444
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 265 de la protéine BIRC7 humaine (NP_647478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96CA5
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace