


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Blbp/Fabp7 Pour Wb, If-P, Elisa - O15540

Numéro d'article: CM0006688



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant BLBP/FABP7 humain, une protéine de liaison aux lipides du cerveau impliquée dans le développement du SNC. Validé pour WB, IF-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BLBP/FABP7 Lapin mAb
Remarques/Alias	MRG ; BLBP ; FABPB ; B-FABP ; BLBP/FABP7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2173
GeneID	2173
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de BLBP/FABP7 humain (NP_001437.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15540
Poids moléculaire	14KDa/18KDa
Expédition	Sac de glace