

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bloc1S2 Pour Wb, Elisa - Q6Qny1

Numéro d'article: CM0028814

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BLOC1S2 humain, validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biogenèse des organites liés aux lysosomes, l'élongation des neurites et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BLOC1S2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	282991
GeneID	282991
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-142 du BLOC1S2 humain (NP_776170.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6QNY1
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace