

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bloc1S3 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Qny0

Numéro d'article: CM0023339

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BLOC1S3 humain, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la biogenèse des organites liés aux lysosomes, y compris les études sur le complexe BLOC-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BLOC1S3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RP; HPS8; BLOS3; BLOC1S3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	388552
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-202 du BLOC1S3 humain (NP_997715.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6QNY0
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace