

Anticorps Monoclonal Anti-Bmal1 Pour Wb, Elisa - 000327

Numéro d'article: CM0005507



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le BMAL1 humain (gène ARNTL), validé pour WB et ELISA. Détecte le BMAL1 endogène chez les espèces humaine, souris et rat. Réactif clé pour les études sur le rythme circadien, le métabolisme et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BMAL1 Lapin mAb
Remarques/Alias	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	406
GeneID	406
Immunogène	Peptide Synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-600 du BMAL1 humain (000327))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000327
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace