

Anticorps Polyclonal Anti-Bmal1 Pour Wb, Elisa - 000327

Numéro d'article: CM0022082



Introduction

Anticorps polyclonal anti-BMAL1 (Lapin) de haute qualité validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le rythme circadien et les applications de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMAL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	406
GeneID	406
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-510 du BMAL1 humain (NP_001284648.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00327
Poids moléculaire	69kDa
Expédition	Sac de glace