


Anticorps Polyclonal Anti-Bmi1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35226

Numéro d'article: CM0015006



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Bmi1 humain (PCGF4/RNF51), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine du complexe Polycomb BMI-1, un régulateur de la chromatine impliqué dans la répression génique et le maintien des cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Bmi1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	648
ID de Gène	648
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-326 du Bmi1 humain (NP_005171.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P35226
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace