


Anticorps Polyclonal Anti-Bmi1 Pour Wb, Ip, Elisa - P35226

Numéro d'article: CM0015782



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Bmi1 humain (PCGF4/RNF51), une protéine centrale du groupe Polycomb. Validé pour WB, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bmi1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCGF4; RNF51; FLV12/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
Espèce	Humain
ID du gène	648
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 200-300 du Bmi1 humain (NP_005171.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35226
Poids protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace