


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bmi1 Pour Wb, Elisa - P35226

Numéro d'article: CM0002611



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine BMI-1 du complexe Polycomb humain (Bmi1, PCGF4). Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et le rat. ~37 kDa, clé pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la répression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Bmi1
Remarques/Alias	PCGF4, RNF51, FLVI2/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	648
GeneID	648
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 227-326 de Bmi1 humain (P35226)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P35226
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace