


Anticorps Polyclonal Anti-Bmp1 Pour If/Icc, Elisa - P13497

Numéro d'article: CM0019263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BMP1 (pAb) pour des échantillons humains, validé en IF/ICC et ELISA. Cible la procollagène C-protéinase impliquée dans la formation de la matrice extracellulaire et la réparation osseuse. Convient à la biologie de la matrice et à la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BMP1 Rabbit pAb
Remarques/alias	PCP ; TLD ; OI13 ; PCP2 ; PCOLC ; BMP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	649
GeneID	649
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 725-986 de BMP1 humaine (NP_006120.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13497
Poids moléculaire de la protéine	111 kDa
Expédition	Sac de glace