

Anticorps Polyclonal Anti-Bmp10 Pour Wb, Elisa - O95393

Numéro d'article: CM0017009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BMP10 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour étudier le développement cardiaque, la migration des cellules endothéliales et la signalisation BMP. Immunogène recombinant, poids moléculaire prédit de 48 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BMP10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27302
GeneID	27302
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-316 du BMP10 humain (NP_055297.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O95393
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace