

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bmp15 Pour Wb, Elisa - 095972

Numéro d'article: CM0010729

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la BMP15 humaine (O95972). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la folliculogenèse et la croissance des cellules de la granulosa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP15 Rabbit mAb
Remarques/alias	ODG2 ; POF4 ; GDF9B ; BMP15
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9210
GeneID	9210
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 293 et 392 de la BMP15 humaine (O95972).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95972
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant