


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bmp2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P12643

Numéro d'article: CM0010144



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la BMP2 humaine pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Immunogène de protéine recombinante. Convient aux études sur la morphogenèse osseuse, l'ostéogenèse et la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	650
GeneID	650
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12643
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace