


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmp2 Pour Wb, Elisa - P12643

Numéro d'article: CM0018057



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BMP2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Un outil de recherche clé pour étudier l'ostéogenèse, la signalisation des protéines morphogénétiques osseuses et les processus de développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	BMP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	650
GeneID	650
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du BMP2 humain (NP_001191.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12643
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace