

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12643

Numéro d'article: CM0013079



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BMP2 de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en ostéogenèse et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	650
GeneID	650
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 283-396 de la BMP2 humaine (NP_001191.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12643
Poids moléculaire protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace