

Anticorps Polyclonal Anti-Bmp3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12645

Numéro d'article: CM0027446



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BMP3 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible le BMP3 humain (P12645), réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement osseux et la signalisation TGF- β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-BMP3
Remarques/Alias	BMP-3A ; BMP3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	651
ID du gène	651
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-472 du BMP3 humain (NP_001192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12645
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace