

Anticorps Polyclonal Anti-Bmp4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Numéro d'article: CM0013390

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BMP4 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Idéal pour l'étude de la signalisation TGF-bêta, de la biologie du développement et de l'ostéogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP4 Rabbit pAb
Remarques/alias	ZYME ; BMP2B ; OFC11 ; BMP2B1 ; MCOP56 ; BMP4
Espèce	Homme
GeneID (humain)	652
GeneID	652
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 du BMP4 humain (NP_001193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P12644
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Glacière réfrigérante